

LINEA

1. IMMUNOTURBIDIMETRIA

**METODI IMMUNO-TURBIDIMETRICI
PER AUTOMAZIONE**

LATTICI

2. LATTICI

**METODI IN AGGLUTINAZIONE AL LATTICE
SU VETRINO**

3. LATTICI PER AUTOMAZIONE

METODI TURBIDIMETRICI AL LATTICE

METODI AL LATTICE PER AUTOMAZIONE

SIEROPROTEINE UMANE

Kit per la determinazione **immuno-turbidimetrica** quantitativa delle sieroproteine umane su sistemi automatici.

PRODOTTO	Cont.	REF.
APOLIPOPROTEINA A1	1x50; 1x2 ml	5635
APOLIPOPROTEINA B	1x50; 1x2 ml	5640
APTOGLOBINA	1x50; 1x2 ml	5645
ALFA 1-ANTITRIPSINA	1x50; 1x2 ml	5606
ALFA 2-MACROGLOBULINA	1x50; 1x2 ml	5615
ALFA 1-GLICOPROTEINA ACIDA	1x50; 1x2 ml	5610
ANTITROMBINA III	1x50; 1x2 ml	5630
CATENA KAPPA	1x80; 1x2 ml	5686
CATENA LAMBDA	1x80; 1x2 ml	5688
CERULOPLASMINA	1x80; 1x2 ml	5650
C1 ESTERASI INIBITORE	1x80; 1x2 ml	5655
COMPLEMENTO C3	1x50; 1x2 ml	5665
COMPLEMENTO C4	1x50; 1x2 ml	5670
IGG	1x50; 1x2 ml	5675
IGA	1x50; 1x2 ml	5680
IGM	1x50; 1x2 ml	5685
PREALBUMINA	1x80; 1x2 ml	5700
TRANSFERRINA	1x50; 1x2 ml	5710

CALIBRATORI

PRODOTTO	Cont.	REF.
CALIBRATORE SIERO PROTEINE Siero liquido	1x2 ml	5720
CALIBRATORE APO A1 - B Siero liofilizzato	1x1 ml	5725

SIERI DI CONTROLLI

PRODOTTO	Cont.	REF.
CONTROLLO SIERO PROTEINE Siero liquido	4x1 ml	5732
CONTROLLO APO A1 - B Siero liofilizzato	1x2 ml	5734

Descrizione

Siero proteine umane: Determinazione immunoturbidimetrica - Kit composto da reattivo antisieri e tampone di diluizione - Lettura a 340 nm. - Calibratore non incluso nel kit - Sono disponibili le applicazioni sugli analizzatori automatici più diffusi.

Calibratori: Calibratori per immunoturbidimetria per l'allestimento della curva di calibrazione, secondo le istruzioni indicate nel kit.

Siero di controllo: Valori nell'ambito normale e patologico per sieroproteine umane.

METODI IN AGGLUTINAZIONE AL LATTICE SU VETRINO

AUTOIMMUNITA'

PRODOTTO	Cont.	REF.
LUPUS ERYTHEMATOSUS (Anti n-DNA) Latex Test rapido di agglutinazione al lattice per l'identificazione di anticorpi anti-n-DNA.	50 Test	66148

GRAVIDANZA

PRODOTTO	Cont.	REF.
hCG Latex Metodo diretto, su vetrino, senza tampone di diluizione del campione (urina), con anticorpi Monoclonali immobilizzati su lattice - Tempo di incubazione 2 minuti . Sensibilità 200-300 mIU/ml.	50 Test	65120

MALATTIE INFETTIVE

PRODOTTO	Cont.	REF.
EPATITE B (Antigene di superficie) Latex Test al lattice su vetrino per la determinazione rapida dell'antigene di superficie dell'epatite B nel siero - Tempo di reazione: 5 min - Prodotto non destinato a screening di donazioni di sangue od emoderivati (D.L. 12/12/1991). Solo per uso di ricerca, non per uso diagnostico in vitro.	50 Test	66150
MONONUCLEOSI Latex Metodo rapido su slide al lattice per la determinazione qualitativa e semi-quantitativa degli anticorpi eterofili associati alla mononucleosi infettiva (IM) su siero o plasma - Reagenti liquidi pronti all'uso in flaconi dotati di contagocce - Controllo positivo e negativo compresi nel kit - Tempo di risposta 2 min.	50 Test	66152
ROTA VIRUS Latex Test rapido di agglutinazione al lattice per l'identificazione di Rotavirus - Kit completo di controllo positivo e negativo.	50 Test	LC200
SIFILIDE – RPR (VDRL) Test di agglutinazione su vetrino con microparticelle di carbone - Metodo qualitativo e semiquantitativo - Tempo di reazione 8 min. - Kit completo di controllo positivo e negativo.	150 Test	66035
SIFILIDE - TPHA Test basato su emoagglutinazione indiretta su micropiastre con eritrociti sensibilizzati per la determinazione degli anticorpi specifici contro il Treponema Pallidum - Test qualitativo / quantitativo - Test rapido 45 min. - Kit completo di controllo positivo e negativo.	100 Test	66162
TOXO Latex Test al lattice su vetrino per la ricerca dell'antigene Toxoplasma Gondii - Kit completo di controllo positivo e negativo.	100 Test	66175

REUMATOLOGIA

PRODOTTO	Cont.	REF.
ASO (ANTISTREPOLYSIN O) Latex SD ASO (ANTISTREPOLYSIN O) Latex SD / Completo di controlli Test al lattice su vetrino senza diluizione (SD) del campione per la determinazione degli anticorpi antistreptolisina O nel siero - Test qualitativo/semi-quantitativo - Tempo di reazione 2 minuti.	100 Test 100 Test	66125 66130
CPR (PROTEINA C REATTIVA) Latex SD CPR (PROTEINA C REATTIVA) Latex SD / Completo di controlli Test al lattice su vetrino senza diluizione (SD) del campione per la determinazione della proteina C reattiva nel siero - Test qualitativo/semi-quantitativo - Tempo di reazione 2 minuti.	100 Test 100 Test	66126 66140
RF (FATTORE REUMATOIDE) Latex SD RF (FATTORE REUMATOIDE) Latex SD / Completo di controlli Test al lattice su vetrino senza diluizione (SD) del campione per la determinazione del fattore reumatoide nel siero - Test qualitativo/semi-quantitativo - Tempo di reazione 2 minuti.	100 Test 100 Test	66128 66160
WAALER ROSE Latex SD WAALER ROSE Latex SD / Completo di controlli Test emoagglutinazione su vetrino senza diluizione (SD) del campione per la determinazione dei fattori reumatoidi - Sensibilità 6 IU/l - Test qualitativo e semi-quantitativo - Tempo di reazione 2 minuti.	100 Test 100 Test	66129 66161

METODI TURBIDIMETRICI AL LATTICE

SIERO PROTEINE UMANE

Kit al lattice per la determinazione immuno-turbidimetrica quantitativa delle sieroproteine umane su sistemi automatici.

PRODOTTO	Cont.	REF.
AFP (ALFA-FETOPROTEINA) Latex Calibratore incluso	1x20; 1x10 ml; Cal. 1x1 ml	4102
ASO (ANTISTREPOLYSIN O) Latex Calibratore incluso	1x45; 1x5 ml; Cal. 1x1 ml	4100
β2-MICROGLOBULINA Latex Calibratore incluso	1x45; 1x5 ml Cal. 1x1 ml	4105
CRP (PROTEINA C REATTIVA) Latex Calibratore incluso	1x45; 1x5 ml Cal. 1x1 ml	4110
CRP (PROTEINA C REATTIVA) ULTRA Latex Calibratore incluso	1x20; 1x4 ml; Cal. 1x1 ml	4112
FERRITINA Latex Calibratore incluso	1x45; 1x5 ml Cal. 1x1 ml	4115
IgE Latex	1x20; 1x10 ml	4118
MICROALBUMINA Latex Calibratore incluso	1x45; 1x5 ml Cal. 1x1 ml	4130
RF (FATTORE REUMATOIDE) Latex Calibratore incluso	1x45; 1x5 ml Cal. 1x1 ml	4125

Descrizione:

Siero proteine umane: Determinazione immuno-turbidimetrica quantitativa su sistemi automatici – I Kit sono composti da un tampone (R1) e da una sospensione di particelle di lattice coattate con antisiero specifico (R2). **Calibratore incluso** – Il procedimento operativo in automazione non prevede la diluizione del campione. Sono disponibili, a richiesta, le procedure di applicazioni su sistemi automatici più diffusi.

CALIBRATORI

PRODOTTO	Cont.	REF.
AFP CALIBRATORE Siero liquido	1x1 ml	4133
ASO CALIBRATORE Siero liofilizzato	1x1 ml	4135
β2-MICROGLOBULINA CALIBRATORE Siero liofilizzato	1x1 ml	4140
CRP CALIBRATORE Siero liofilizzato	1x1 ml	4145
CRP ULTRA CALIBRATORE Siero liofilizzato	1x1 ml	4146
FERRITINA CALIBRATORE Siero liofilizzato	1x3 ml	4150
IgE CALIBRATORE Siero liquido	1x1 ml	4152
MICROALBUMINA CALIBRATORE Siero liofilizzato	1x1 ml	4162
REUMA CALIBRATORE Siero liofilizzato	1x2 ml	4160

SIERI DI CONTROLLI

PRODOTTO	Cont.	REF.
AFP CONTROLLO Siero liquido	1x1 ml	4164
ASO/CRP/REUMA CONTROLLO "Low" ASO/CRP/REUMA CONTROLLO "High" Siero liofilizzato	4x1 ml 4x1 ml	4165 4170
β2-MICROGLOBULINA CONTROLLO Siero liofilizzato	1x2 ml	4175
CRP ULTRA CONTROLLO Siero liofilizzato	1x2 ml	4186
FERRITINA CONTROLLO Siero liofilizzato	1x2 ml	4180
IgE CONTROLLO Siero liquido	1x2 ml	4182
MICROALBUMINA CONTROLLO Siero liofilizzato	1x2 ml	4185

Descrizione:

Calibratori: Calibratori per determinazioni immuno-turbidimetriche al lattice. Seguire le istruzioni sull'inserito di ogni calibratore per la preparazione delle curve di calibrazione.

Sieri di controllo: Siero di controllo immunologia con valori nell'ambito normale e patologico per proteine specifiche, ASO, CRP, REUMA, Beta 2 microglobulina, Ferritina, catene leggere Kappa e Lambda, RBP.

AGENTE DI ZONA

DISTRIBUTORE DI ZONA

LICKSON S.r.l.

Uffici amministrativi e Stabilimento:

S.S. 189 (PA-AG) C.da Pettineo
90020 VICARI (PA) - ITALY
Casella Postale 90025 Lercara Friddi (PA)

Telefono: 0039. 091. 8252670 - 8248561

Fax: 0039. 091. 8213696

E-mail: Amministrazione: licksonsr1@virgilio.it
Commerciale: info@lickson.com

Sito web: <http://www.lickson.com>