

LINEA PARASSITOLOGIA

1. PARASSITOLOGIA

ESAMI DELLE FECI

PARASSITO KIT

**FLACONI PER LA RACCOLTA, IL TRASPORTO,
LA CONSERVAZIONE DELLE FECI**

COLORAZIONI PER PARASSITOLOGIA

SISTEMI RAPIDI

ESAMI DELLE FECI

PARASSITO KIT

Sistema completo per la raccolta, il trasporto, la conservazione, la fissazione e la colorazione dei parassiti intestinali nelle feci.

Principio: Il metodo combina le proprietà di uccidere e preservare del Mertiolato, dello Iodio e della Formalina insieme alla glicerina, in una soluzione che effettivamente uccide, fissa, colora, preserva e separa i trofozoiti, le cisti e le uova dei parassiti reperibili nelle feci umane.



PRODOTTO	Cont.	REF.
PARASSITO KIT Il kit contiene: n. 20 contenitori per feci con cucchiaino campionario contenenti (mertiolato – formaldeide), n. 1 flacone da 20 ml di soluzione lugol mod. (da aggiungere al flacone prima della raccolta delle feci), n. 20 pipette pasteur graduate da 1 ml.	20 Test	8020

FLACONI PER LA RACCOLTA, IL TRASPORTO, LA CONSERVAZIONE DELLE FECI

PRODOTTO	Cont.	REF
FORMALINA SOLUZIONE 10% Soluzione di formalina al 10% neutra tamponata, raccomandata per la raccolta, il trasporto e la conservazione delle feci da sottoporre ad indagini parassitologiche per la ricerca dei parassiti intestinali mediante esame a fresco e tecniche di concentrazione; in contenitore per feci con cucchiaino per la raccolta.	20 Pz	8030
LV – PVA SOLUZIONE Soluzione a base di polivinilalcol a bassa viscosità modificata, in contenitore per feci con cucchiaino per la raccolta.	20 Pz	8040
SAF SOLUZIONE Soluzione a base di Sodio Acetato e Formalina, raccomandata per la raccolta, il trasporto e la conservazione delle feci da sottoporre ad esame parassitologico per la ricerca dei parassiti intestinali mediante esame a fresco e tecniche di concentrazione e colorazione permanente; in contenitore per feci con cucchiaino per la raccolta.	20 Pz	8041

COLORAZIONI PER PARASSITOLOGIA

PRODOTTO	Cont.	REF
CRYPTOSPORIDIUM KIT Kit completo per la colorazione del <i>Cryptosporidium</i> .	250 ml	67038
ACRIDINE ORANGE Colorazione <i>Tricomonas vaginalis</i> .	250 ml	67039

SISTEMI RAPIDI

PRODOTTO	Cont.	REF
ADENOVIRUS – CARD Test rapido per la ricerca di Adenovirus nelle feci.	20 Test	66177
ROTAVIRUS – CARD Test rapido per la ricerca di Rotavirus nelle feci.	20 Test	66176
ROTAVIRUS LATEX Test rapido al lattice per la determinazione qualitativa di Rotavirus nelle feci - Kit completo di controllo positivo e negativo..	50 Test	LC202

AGENTE DI ZONA

DISTRIBUTORE DI ZONA

LICKSON s.r.l.

Uffici amministrativi e Stabilimento:

S.S. 189 (PA-AG) C.da Pettineo

90020 VICARI (PA) - ITALY

Casella Postale 90025 Lercara Friddi (PA)

Telefono: 0039. 091. 8252670 - 8248561

Fax: 0039. 091. 8213696

E-mail: Amministrazione: licksonsr1@virgilio.it

Commerciale: info@lickson.com

Sito web: <http://www.lickson.com>