

LINEA TEST RAPIDI

1. TEST RAPIDI

METODI RAPIDI "ONE STEP" SU MEMBRANA (CARD)

ALCOOL TEST

ALLERGIE

AUTOIMMUNITA'

DROGHE D'ABUSO

EPATITE

GRAVIDANZA

MALATTIE INFETTIVE

MARKER CARDIACI

MARKERS TUMRALI

ORMONI

PROTEINE URINARIE

RETROVIRUS

METODI RAPIDI "ONE STEP" SU MEMBRANA (CARD)

ALCOOL TEST

PRODOTTO	Cont.	REF.
ALCOOL TEST CheckPoint® / Aria espirata L'alcool test CheckPoint® viene utilizzato per rilevare la presenza di alcool nell'halito di una persona ad una concentrazione dello 0,02% o maggiore.	50 Test	66189
ALCOOL TEST / Saliva ALCO-SCREEN™, by Chematics, is a saliva alcohol test intended for use as a rapid, highly sensitive non-invasive method for the objective determination of alcohol ingestion.	10 Test 25 Test	C-65 66190

ALLERGIE

PRODOTTO	Cont.	REF.
IgE - CARD Metodo rapido "one step" su membrana per lo screening delle IgE totali su siero e plasma.	20 Test	5577

AUTOIMMUNITA' ^{NEW}

PRODOTTO	Cont.	REF.
Celiac1 Anti Transglutaminase Card	20 Test	RT-9026
Celiac2 Anti Gliadin IgA Card	20 Test	RT-9027
TPO Strip (anti-TPO)	10 Test	RT-5537
Tyroglobulin Strip (anti-Tg)	10 Test	RT-5538
Eu-tTG Screen	20 Test	9110
CD-SCREEN	10 Test	9112
Eu-tTG Quick	10 Test	9113

DROGHE D'ABUSO

PRODOTTO	Cont.	REF.
AMPHETAMINE – CARD	40 Test	5790
BARBITURATES – CARD	40 Test	5795
BENZODIAZEPINE - CARD	40 Test	5797
BUPRENORFINA - CARD	40 Test	5798
CANNABINOIDI (THC) -CARD	40 Test	5800
COCAINE -CARD	40 Test	5810
METADONE - CARD	40 Test	5815
METAMPHETAMINE - CARD	40 Test	5820
OPIACEI-MORPHINE - CARD	40 Test	5830
MULTIDROGHE – CARD / Urine A rapid, one step screening test for the simultaneous, qualitative detection of multiple drugs and drug metabolites in human urine.	25 Test	66192
MULTIDROGHE – STRIP / Urine (COC300/AMP500/MET500/THC50/MTD300/MDMA500/MOP300) <i>Prov. 99/cu del 30/10/2007</i>	25 Test	66194
MULTIDROGHE – TEST SIMULTANEO / Urine (Completo di contenitore) Test eseguiti: Amfetamina, Amfetamina 500, Amfetamina 300, Barbiturati, Benzodiazepina, Benzodiazepina 200, Buprenorfina, Cocaina, Cocaina 150, Marijuana, Metadone, Metamfetamina, Metamfetamina 500, Metamfetamina 300, Metilenediossimetamfetamina, Morfina 300, Oppiacei 2000, Ossicodone, Fenciclidina, Propoxifene e Antidepressivi Triciclici.	25 Test	66196

EPATITE

PRODOTTO	Cont.	REF.
HAV IgM – CARD Test rapido per la determinazione qualitativa dell'antigene IgM dell'Epatite A nel siero o nel plasma.	25 Test	66180
HBsAg – CARD (Marchio CE)^{New} Test rapido per la determinazione qualitativa dell'antigene di superficie dell'Epatite B (HBsAg) nel siero o nel plasma.	50 Test	66133
HBsAb – CARD (Marchio CE)^{New} Test rapido per la determinazione qualitativa degli anticorpi dell'antigene di superficie dell'Epatite B (HBsAb o anti-HBs) nel siero o in plasma.	50 Test	66232
H.C.V. – CARD (Marchio CE) Test rapido per la determinazione qualitativa degli anticorpi anti-virus dell'epatite C (HCV) nel siero o plasma.	25 Test 50 Test	66260 66261
HBsAg – CARD Test rapido per la determinazione qualitativa dell'antigene di superficie dell'Epatite B (HBsAg) nel siero o nel plasma. Solo per uso ricerca.	50 Test	66132
HBsAb - CARD Test rapido per la determinazione qualitativa degli anticorpi dell'antigene di superficie dell'Epatite B (HBsAb o anti-HBs) nel siero o in plasma. Solo per uso ricerca.	20 Test	66231
HBeAg - CARD Test rapido per la determinazione qualitativa dell'antigene Envelope dell'Epatite B (HBeAg) nel siero o in plasma. Solo per uso ricerca.	20 Test	66242
HBeAb - CARD Test rapido per la determinazione qualitativa degli anticorpi dell'antigene Core dell'Epatite B (HBeAb o anti-HBe) nel siero o nel plasma. Solo per uso ricerca.	20 Test	66239
HBcAb - CARD Test rapido per la determinazione qualitativa degli anticorpi dell'antigene Core dell'Epatite B (HBcAb o anti-HBc) nel siero o nel plasma. Solo per uso ricerca.	20 Test	66248
H.C.V. – CARD Test rapido per la determinazione qualitativa degli anticorpi anti-virus dell'epatite C (HCV) nel siero o plasma. Solo per uso ricerca.	50 Test	66263

GRAVIDANZA

PRODOTTO	Cont.	REF.
hCG - CARD (Siero-Urine) Test rapido in una sola fase per la determinazione qualitativa della gonadotropina corionica (hCG) nell'urina o nel siero.	50 Test 100 Test	65150 65105

MALATTIE INFETTIVE

PRODOTTO	Cont.	REF.
ADENOVIRUS – CARD Test rapido "one step" per la ricerca di Adenovirus nelle feci.	20 Test	66177
CANDIDA ALBICANS - CARD Test rapido per la determinazione di <i>Candida Albicans</i> , da campione	15 Test	66270
CLAMIDIA - CARD (Antigene) Test rapido per la determinazione di <i>Chlamydia trachomatis</i> da tampone endocervicale, uretrale, urine e campione oculare.	20 Test	66135
HELICOBACTER PYLORI (Antigene) – CARD / Feci Test rapido "one step" per la determinazione dell'antigene batterico Helicobacter pylori Ag nelle feci, da usarsi quale ausilio per la diagnosi dell'infezione da H.Pilori.	10 Test 20 Test	66182 66143
HELICOBACTER PYLORI (Anticorpi) – CARD / Siero Test rapido "one step" per la determinazione qualitativa degli anticorpi anti-Helicobacter pilori nel siero o nel plasma umano da usarsi quale ausilio per la diagnosi dell'infezione da H.Pilori.	20 Test 40 Test	66137 66134

MALATTIE INFETTIVE

PRODOTTO	Cont.	REF.
MONONUCLEOSI (IgM) – CARD Test rapido per la determinazione qualitativa degli anticorpi eterofili anti Mononucleosi Infettiva (IM) nel sangue intero, nel siero o nel plasma umano.	20 Test	66156
ROTAVIRUS – CARD Test rapido "one step" per la ricerca di Rotavirus nelle feci.	20 Test	66176
SIFILIDE - CARD Test rapido "one step" per la diagnosi della sifilide per la determinazione qualitativa degli anticorpi (IgG e IgM) anti-Treponema Pallidum (TP) nel siero o nel plasma.	20 Test	66157
STREPTOCOCCO A – CARD (Antigene) Test rapido per la determinazione di Streptococco di gruppo A da tampone faringeo.	20 Test 30 Test	66138 66131
STREPTOCOCCO B – CARD (Antigene) Test rapido per la determinazione di Streptococco di gruppo B da tampone faringeo.	20 Test	66141
TOXOPLASMA IgG/IgM - CARD	20 Test	66184
TUBERCOLOSI - CARD - CARD Test Immunocromatografico su card per la determinazione di anticorpi anti-M. tuberculosis su siero, plasma.	20 Test	66147
TRICOMONAS VAGINALIS - CARD Test rapido per la determinazione di <i>Trichomonas vaginalis</i> .	15 Test	66274

MARKERS CARDIACI

PRODOTTO	Cont.	REF.
CK-MB - CARD Test rapido "one step" su membrana per lo screening dell'isoenzima MB della creatinichinasi nel siero.	20 Test	66000
D-DIMERO - CARD Test rapido "one step" su membrana per la rilevazione qualitativa del D-dimero su plasma o sangue intero.	20 Test	66002
MIOGLOBINA - CARD Test rapido "one step" su membrana per lo screening della mioglobina su siero, plasma o sangue intero.	20 Test	66005
TROPONINA I - CARD Test rapido "one step" su membrana per lo screening della troponina I nel siero.	20 Test	66010

MARKERS TUMORALI

PRODOTTO	Cont.	REF.
AFP - CARD Test rapido per la determinazione qualitativa dell'AFP nel siero umano - Cut-off: 20 ng/ml.	20 Test	5575
CALPROTECTINA – CARD (Epi tub) / Qualitativo	10 Test	Kt921
CEA – CARD Test rapido altamente sensibile per la determinazione qualitativa dei livelli di CEA umana nel plasma e nel siero – Sensibilità: 5 ng/ml.	20 Test	5568
FERRITINA – CARD Test rapido altamente sensibile per la determinazione qualitativa dei livelli di Ferritina umana nel plasma e nel siero – Sensibilità: 20 ng/ml.	20 Test	5581
PSA – CARD Test rapido per la determinazione qualitativa dell'Antigene prostatico nel siero umano. Sensibilità: 4 ng/ml.	40 Test	5583
SANGUE OCCULTO – CARD Test rapido per la ricerca di sangue occulto nelle feci. – Sensibilità: 200 ng/ml.	25 Test 50 Test	66166 66616

ORMONI

PRODOTTO	Cont.	REF.
TSH – CARD Test rapido "one step" per la determinazione qualitativa di TSH	20 Test	5579

PROTEINE URINARIE

PRODOTTO	Cont.	REF.
MICROALBUMINA – CARD Test rapido "one step" per la determinazione qualitativa di livelli elevati di Microalbumina nelle urine.	20 Test	66178

RETROVIRUS

PRODOTTO	Cont.	REF.
H.I.V. – CARD (Marchio CE) Metodo rapido immunocromatografico "lateral flow " su membrana per la determinazione qualitativa degli anticorpi Anti HIV 1 e Anti HIV 2.	25 Test	66267

AGENTE DI ZONA

DISTRIBUTORE DI ZONA

LICKSON S.r.l.

Uffici amministrativi e Stabilimento:

S.S. 189 (PA-AG) C.da Pettineo
90020 VICARI (PA) - ITALY
Casella Postale 90025 Lercara Friddi (PA)

Telefono: 0039. 091. 8252670 - 8248561

Fax: 0039. 091. 8213696

E-mail: Amministrazione: licksonsr1@virgilio.it
Commerciale: info@lickson.com

Sito web: <http://www.lickson.com>